

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	041635
<b>Désignation</b>	Pointes à filtre ART

---

### Description :

- ✓ Pointes standard
- ✓ Stériles
- ✓ Filtre hydrophobe qui empêche toute remontée accidentelle de liquide dans le filtre et dans la pipette
- ✓ Sur rack stérile
- ✓ A couvercle charnière
- ✓ Compatible avec Gilson P200, Eppendorf 200 µl, Finnp. 200 µl, Sartorius Biohitfamily 200 µl
- ✓ Volume 1 – 200 µl
- ✓ Grande longueur 90,9 mm

### Unité de vente :

768 Pointes à filtre ART

---