

FICHE TECHNIQUE

Référence	042050
Désignation	Tubes billes Cryosystème Protect



Description :

- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Pour la conservation de micro-organismes classiques à basse température
- ✓ 20 repiquages par flacon
- ✓ Système de couleur pour meilleure identification
- ✓ Solution de conservation adaptée à la congélation
- ✓ Stérilisation par rayons gamma à 10 puissance-6
- ✓ Durée de conservation : 24 mois après date de fabrication
- ✓ En fibre anti humidité avec couvercle d'identification
- ✓ Coloris : bleu clair

Unité de vente :

80 Tubes
