

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	042051
<b>Désignation</b>	Tubes billes Cryosystème Protect



### Description :

- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Pour la conservation de micro-organismes classiques à basse température
- ✓ 20 repiquages par flacon
- ✓ Système de couleur pour meilleure identification
- ✓ Solution de conservation adaptée à la congélation
- ✓ Stérilisation par rayons gamma à 10 puissance-6
- ✓ Durée de conservation : 24 mois après date de fabrication
- ✓ En fibre anti humidité avec couvercle d'identification
- ✓ Coloris : jaune

### Unité de vente :

80 Tubes

---