

FICHE TECHNIQUE

Référence	042054
Désignation	Tube billes Cryosystème Protect



Description :

- ✓ Tube en fibre anti-humidité
- ✓ Avec couvercle d'identification
- ✓ Pour la conservation de micro-organismes classiques à basse température
- ✓ Solution de conservation adaptée à la congélation
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ 20 repiquages par flacon
- ✓ Stérilisation par rayon gamma SAL 10⁻⁶
- ✓ Durée de conservation : 24 mois après date de fabrication

Unité de vente :

80 Tubes billes Cryosystème Protect