

FICHE TECHNIQUE

Référence	042055
Désignation	Tube billes Cryosystème Protect



Description :

- ✓ Tubes billes Cryosystème Protect pour micro-organismes classiques
- ✓ Boîte en fibre anti-humidité avec couvercle d'identification
- ✓ Coloris assortis

Certificats :

- ✓ Solution de conservation adaptée à la congélation
- ✓ Stérilisation par rayon gamma SAL 10⁻⁶
- ✓ Durée de conservation : 24 mois après fabrication

Caractéristiques techniques :

- ✓ 20 repiquages par flacon

Unité de vente :

80 Tubes billes Cryosystème Protect