

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	042069
<b>Désignation</b>	Tube billes Cryosystème Protect



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Facilité d'utilisation
- ✓ Pour la conservation de micro-organismes à basse température
- ✓ 20 repiquages par flacon
- ✓ Système de couleur pour meilleure identification
- ✓ Solution de conservation adaptée à la congélation
- ✓ Stérilisation par rayon gamma, SAL10-6
- ✓ Durée de conservation : 24 mois après la date de fabrication
- ✓ Coloris assortis

### Unité de vente :

100 Tubes billes Cryosystème Protect