

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Référence</b>   | 042075                             |
| <b>Désignation</b> | Tube billes<br>Cryosystème Protect |



### Description :

- ✓ Composé de : plateau en polypropylène, cryotubes avec capuchon coloré, billes en céramique, oses stériles et aiguilles stériles
- ✓ Pour la conservation de micro-organismes classiques à basse température
- ✓ Solution de conservation adaptée à la congélation
- ✓ Coloris assortis

### Certificats :

- ✓ Stérile, stérilisation par rayons gamma, SAL 10<sup>-6</sup>
- ✓ Durée de conservation : 24 mois après ouverture
- ✓ Approuvée par la FDA

### Caractéristiques techniques :

- ✓ 20 repiquages par flacon

### Unité de vente :

100 Tubes billes Cryosystème Protect

---