

Notation produit / *Product Rating*

| Référence / <i>Part number</i> | Désignation / <i>Designation</i> | Marque / <i>Brand</i> |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 042528 | MICROPIPETTE TRANSFERPETTE S 0,1-2,5 µL VOLUME AJUSTABLE | BRAND |

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

Ce produit est fabriqué à 100% avec de l'énergie renouvelable. Brand permet un accès simplifié aux pièces détachées afin d'encourager la réparation.

This product is made using 100% renewable energy. Brand encourages reuse policy with easy access to spares parts and repair by user.

Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est composé à 90% de carton recyclé.

The product packaging is made of 90% recycled cardboard.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Allemagne.

The product is manufactured in Europe, more precisely in Germany.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Brand](#)