

FICHE TECHNIQUE

Référence	042536
Désignation	Micropipette Transferpette S volume variable 1000 - 10000 µl - coloris bleu clair



Description :

- ✓ Piston à course faible et force de pipetage faible
- ✓ Verrouillage du volume pour un pipetage sécurisé
- ✓ Code couleur visible sur l'afficheur, le bouton de blocage et la partie basse de la micropipette
- ✓ Calibration rapide et sans outils grâce à la technologie Easy Calibration
- ✓ Porte pointe fin pour pipetage facilité dans des contenants étroits
- ✓ Autoclavables à 121 °C sans démontage
- ✓ Origine : Allemagne

Unité de vente :

1 Micropipette