

Notation produit / Product Rating

Référence / Part number	Désignation / Designation	Marque / Brand
042542	KIT MICROPIPETTES TRANSFERPETTE S 10µl, 100µl, 200µl, 1000µl, 5000µl, 6 SUPPORTS	BRAND

Type de produit / Product category

Consommable / Consumable

Fabrication / Production

Ce produit est fabriqué à 100% avec de l'énergie renouvelable. Brand permet un accès simplifié aux pièces détachées afin d'encourager la réparation.

This product is made using 100% renewable energy. Brand encourages reuse policy with easy access to spares parts and repair by user.

Emballage / Packaging

L'emballage de ce produit est composé à 90% de carton recyclé.

The product packaging is made of 90% recycled cardboard.

Expédition / Shipping

Le site de production de ce produit se situe en Allemagne.

The product is manufactured in Europe, more precisely in Germany.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Brand](#)