

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	042554
<b>Désignation</b>	Pointes pipette Tip Box



---

### Description :

- ✓ Graduée pour un contrôle rapide des volumes
- ✓ Sans filtre
- ✓ Exempt d'ADN, de RNase, d'endotoxines et d'ATP
- ✓ Autoclavables jusqu'à 121°C
- ✓ Volume 0,1-20 µl
- ✓ En rack
- ✓ Coloris gris

### Unité de vente :

480 Pointes pipettes Tip Box

---