

FICHE TECHNIQUE

Référence	042559
Désignation	Pointes à filtre Brand stériles



Description :

- ✓ Graduée pour un contrôle rapide des volumes
- ✓ Avec filtre
- ✓ Stérile - Bio-Cert
- ✓ Exempt d'ADN, de RNase, d'endotoxines et d'ATP
- ✓ Autoclavables jusqu'à 121°C
- ✓ Volume 1 - 20 µl
- ✓ Coloris : gris
- ✓ En Tip Box

Unité de vente :

960 Pointes à filtre Brand stériles