

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Référence | 042560 |
| Désignation | Pointes à filtre Brand stérile |



Description :

- ✓ Graduée pour un contrôle rapide des volumes
- ✓ Avec filtre
- ✓ Stérile - Bio-Cert
- ✓ Exempt d'ADN, de RNase, d'endotoxines et d'ATP
- ✓ Autoclavables jusqu'à 121°C
- ✓ Volume 0,1 - 1 µl
- ✓ Coloris : gris
- ✓ En Tip Rack

Unité de vente :

960 Pointes à filtre Brand stériles
