

FICHE TECHNIQUE

Référence	042561
Désignation	Pointes à filtre Brand stériles



Description :

- ✓ En PP
- ✓ Avec filtre
- ✓ Graduées pour un contrôle rapide des volumes
- ✓ En boîte recharge
- ✓ Stérile – Bio-Cert
- ✓ Exempt d'ADN, de RNase, d'endotoxines et d'ATP
- ✓ Volume 0,5 - 10 μ l
- ✓ Coloris : gris

Unité de vente :

960 Pointes à filtre Brand