

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	042563
<b>Désignation</b>	Pointes à filtre Brand stériles



### Description :

- ✓ En PP
- ✓ Avec filtre
- ✓ En boîte recharge
- ✓ Stérile
- ✓ Exempt d'ADN, de RNase, d'endotoxines et d'ATP
- ✓ Volume 2 - 20  $\mu$ l
- ✓ Coloris : jaune

### Unité de vente :

960 Pointes à filtre Brand stériles

---