

FICHE TECHNIQUE

Référence	042565
Désignation	Pointe à filtre stérile



Description :

- ✓ Graduées pour un contrôle rapide des volumes
- ✓ Stériles
- ✓ Exemptes d'ADN, de RNase, d'endotoxines et d'ATP
- ✓ Autoclavables jusqu'à 121°C
- ✓ En boîte de recharge
- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Volume 5 – 200 μ l

Unité de vente :

960 Pointes à filtre stériles
