

FICHE TECHNIQUE

Référence	042566
Désignation	Pointe à filtre stérile



Description :

- ✓ Graduées pour un contrôle rapide des volumes
- ✓ Stériles
- ✓ Exemptes d'ADN, de RNase, d'endotoxines et d'ATP
- ✓ Autoclavables jusqu'à 121°C
- ✓ En boîte de recharge
- ✓ Coloris : rouge
- ✓ Volume 50 – 1000 µl

Unité de vente :

960 Pointes à filtre stériles