


FICHE TECHNIQUE

Référence	042700
Désignation	Flacon (sans boîte) 2 ml ambré avec bouchon blanc



Description :

- ✓ Flacon ambré en verre blanc
- ✓ Avec bouchon en plastique autoclavable blanc
- ✓ Sans surface de marquage
- ✓ Les flacons sont livrés sans les boîtes
- ✓ Les boîtes en polypropylène sont autoclavables à 121 °C
- ✓ Volume : 2 ml

Unité de vente :

1000 Flacons