

Désignation

- Cryotubes aluminium pour -196°C volume utile 10ml

Référence

- 042719

Unité de vente : 100



Description

- Tubes cryogéniques en aluminium
- Bouchons à vis
- Les tubes cryogéniques conviennent au stockage d'échantillons de tissus dans l'azote liquide.
- Convient à la congélation jusqu'à -196°C.
- Autoclavable à 121°C
- Volume : 15 ml
- Volume utile : 10 ml
- Diamètre : 30mm
- Hauteur : 29 mm

