

FICHE TECHNIQUE

Référence	042833
Désignation	Aiguille d'inoculation

Description :

- ✓ Sachet médical pelable « easy-peel » : accès rapide et facile au produit, même lorsqu'on porte des gants
- ✓ Coloris : violet

Certificats :

- ✓ Stérile – stérilisé par irradiation gamma
- ✓ Durée de vie : 36 mois

Caractéristiques techniques :

- ✓ Températures : 2 à 30°C – ne pas congeler
- ✓ Conditionnement : sachets de 20 aiguilles d'inoculation
- ✓ Dimensions (long x Ø) : 200 x 1,45 mm

Unité de vente :

4000 Aiguilles d'inoculation

