

FICHE TECHNIQUE

Référence	042835
Désignation	Inoculateurs 10 µl



Description :

- ✓ Stériles
- ✓ Volume 10 µl
- ✓ Coloris : bleu foncé
- ✓ Surface de l'anse extrêmement lisse
- ✓ Modèle rigide
- ✓ Emballés en sachet refermable
- ✓ Le sachet refermable se place sur un support spécial qui permet de retirer facilement les inoculateurs

Unité de vente :

4000 Inoculateurs 10 µl
