

FICHE TECHNIQUE

Référence	042836
Désignation	Inoculateurs 1 μ l



Description :

- ✓ Stériles
- ✓ Volume 1 μ l
- ✓ Coloris : vert foncé
- ✓ Surface de l'anse extrêmement lisse
- ✓ Modèle rigide
- ✓ Emballés en sachet refermable
- ✓ Le sachet refermable se place sur un support spécial qui permet de retirer facilement les inoculateurs

Unité de vente :

4000 Inoculateurs 1 μ l
