

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Référence</b>   | 042865                |
| <b>Désignation</b> | Pipettes de transfert |

---

### Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ Volume total : 7 ml
- ✓ Volume bulbe : 3,5 ml
- ✓ Graduation jusqu'à 3 ml
- ✓ Non stérile
- ✓ Longueur : 150 mm
- ✓ Gouttes par ml : 21

### Unité de vente :

400 Pipettes

---