

FICHE TECHNIQUE

Référence	042866
Désignation	Pipette



Description :

- ✓ Pipette de transfert longue
- ✓ Stérile
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Volume total : 6 ml
- ✓ Longueur totale : 227 mm
- ✓ Ø de la tige : 4,4 mm
- ✓ Volume du bulbe : 3,2 ml
- ✓ Volume des gouttes : 40 µl
- ✓ Graduée jusqu'à 1,5 ml avec un intervalle de 0,5 ml

Unité de vente :

500 Pipettes
