

FICHE TECHNIQUE

Référence	043202M
Désignation	Pipettes de transfert



Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ A usage unique
- ✓ Non toxiques, présentes une faible affinité pour les protéines
- ✓ Bulbe : 3,2 ml
- ✓ Longueur : 156 mm
- ✓ Goutte par ml : 20
- ✓ Volume total : 7,7 ml
- ✓ En vrac
- Stériles, irradiées gamma

Unité de vente :

500 Pipettes
