

FICHE TECHNIQUE

Référence	043202S
Désignation	Pipettes



Description :

- ✓ Pipettes de transfert standard
- ✓ A usage unique
- ✓ Adaptées à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire
- ✓ En polyéthylène
- ✓ Le polyéthylène non toxique présente une faible affinité pour les protéines
- ✓ Incassables
- ✓ Poire intégrée à la pipette qui contribue à une plus grande sécurité d'utilisation
- ✓ Les pipettes de transfert répondent aussi bien aux exigences des travaux de routine que des travaux plus spécifiques
- ✓ Stérile
- ✓ Bulbe : 3.2 ml
- ✓ Longueur : 156 mm
- ✓ Gouttes par ml : 20
- ✓ Volume total : 7.7

Unité de vente :

500 Pipettes