


FICHE TECHNIQUE

Référence	043212
Désignation	Pipette de transfert 1 ml



Description

- ✓ Matériau : polyéthylène basse densité, incassable
- ✓ Graduations : oui
- ✓ à usage unique

Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ polyéthylène non toxique
- ✓ surface à faible affinité pour les protéines

Caractéristiques techniques

- ✓ Goutte : 25 gouttes par ml / volume goutte : 40 μ l
- ✓ Volume : 3,9 ml / bulbe : 2,2 ml
- ✓ Dimensions : (\varnothing tige x long.) 4,7 x 140 mm
- ✓ Conditionnement : Boîte de 500 pipettes

Unité de vente :

500 Pipettes de transfert