

Désignation

- Pipette transfert 1 ml stérile
- Référence : 043212S

Unité de vente : 500



Description

- Mesurez avec précision plusieurs volumes à l'aide des pipettes de transfert graduées Thermo Scientific™ Samco™. Leur conception en une pièce offre une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d'autoclavage éliminant ainsi le risque de contamination croisée.
- Type : Pipette de transfert graduée
- Contenance du bulbe : 2,1 ml
- Diamètre externe : 4,7 mm
- Matériau : Polyéthylène basse densité
- Gouttes/ml : 25
- Graduations 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
- Volume : 3,9 ml
- Longueur : 14,0 cm
- Stérile
- Emballage individuel
- Jetable

