

FICHE TECHNIQUE

Référence	043222
Désignation	Pipette de transfert 5 ml



Description :

- ✓ Pipette de transfert à usage unique en LDPE
- ✓ Incassable
- ✓ A faible affinité pour les protéines
- ✓ Poire intégrée à la pipette
- ✓ Avec graduations (0,25 – 0,50 – 0,75 – 1 ml)

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Non toxique

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume du bulbe : 3,4 ml
- ✓ Nbr de gouttes par ml : 25
- ✓ Volume bulbe + tige : 5,8 ml
- ✓ Longueur : 155 mm

Unité de vente :

500 Pipettes de transfert