


FICHE TECHNIQUE

Référence	043222S
Désignation	Pipette de transfert 5 ml



Description

- ✓ Matériau : polyéthylène basse densité, incassable
- ✓ Graduations : oui
- ✓ A usage unique

Certificats

- ✓ Stérile : oui
- ✓ Polyéthylène non toxique
- ✓ Surface à faible affinité pour les protéines

Caractéristiques techniques

- ✓ Goutte : 25 gouttes par ml / volume goutte : 40 μ l
- ✓ Volume : 5,8 ml / bulbe : 3,4 ml
- ✓ Dimensions : (\varnothing tige x long.) 4,6 x 155 mm
- ✓ Conditionnement : Emballage individuel

Unité de vente :

500 Pipettes de transfert