

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	043225
<b>Désignation</b>	Pipettes de transfert



---

### Description :

Les pipettes de transfert à usage unique sont adaptées à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire. Ces pipettes sont fabriquées en polyéthylène et sont donc incassables. La poire intégrée à la pipette contribue à une plus grande sécurité d'utilisation.

Les pipettes de transfert répondent aussi bien aux exigences des travaux de routine que des travaux plus spécifiques. Le polyéthylène non toxique présente une faible affinité pour les protéines.

- ✓ Volume total : 7,5 ml
- ✓ Volume Bulbe : 3,2 ml
- ✓ Longueur 155 mm
- ✓ Gouttes par ml : 20

### Unité de vente :

500 Pipettes

---