

FICHE TECHNIQUE

Référence	043225M
Désignation	Pipette



Description :

- ✓ Pipette de transfert graduée irradiée gamma / 10 volume total 3.9 ml
- ✓ En polyéthylène
- ✓ Adaptées à la majorité des manipulations de liquides du laboratoire
- ✓ Poire intégrée à la pipette contribuant à une grande sécurité d'utilisation
- ✓ Poids emballé : 1300 g
- ✓ Dimensions emballé : 40,5 x 30 x 21.5 cm

Unité de vente :

500 Pipettes
