

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Référence | 043231S |
| Désignation | Pipettes de transfert |



Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ A usage unique
- ✓ Non toxiques, présentes une faible affinité pour les protéines
- ✓ Emballage individuel (papier/plastique)
- ✓ Bulbe : 1 ml
- ✓ Longueur : 104 mm
- ✓ Goutte par ml : 50
- ✓ Volume bulbe + tige : 1,5 ml
- ✓ Stérilisées E-Beam

Unité de vente :

400 Pipettes
