

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	043232M
<b>Désignation</b>	Pipette de transfert



### Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ Adaptée des manipulations de liquides du laboratoire
- ✓ Non toxique présente une faible affinité pour les protéines
- ✓ Répondent aux exigences des travaux de routine que des travaux plus spécifiques
- ✓ Irradiée gamma, emballée par 10
- ✓ Volume : 5,8 ml
- ✓ Bulbe : 3,3 ml
- ✓ Gouttes par ml : 55
- ✓ Longueur : 147 mm

### Unité de vente :

500 Pipettes

---