

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	043233M
<b>Désignation</b>	Pipette



### Description :

- ✓ Pipette de transfert
- ✓ Les pipettes de transfert à usage unique sont adaptées à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire
- ✓ en polyéthylène
- ✓ incassables
- ✓ La poire intégrée à la pipette contribue à une plus grande sécurité d'utilisation.
- ✓ Les pipettes de transfert répondent aussi bien aux exigences des travaux de routine que des travaux plus spécifiques
- ✓ Le polyéthylène non toxique présente une faible affinité pour les protéines
- ✓ Graduée
- ✓ Stérile
- ✓ En sachet de 10
- ✓ Volume total : 5 ml
- ✓ Bulbe : 3.3 ml
- ✓ Longueur : 153 mm
- ✓ Gouttes par ml : 50

### Unité de vente :

500 pipettes