

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	043234
<b>Désignation</b>	Pipette de transfert

---

### Description :

Pipette de transfert étendue, à pointe fine et bulbe large.

- ✓ En polystyrene inerte, non-toxique
- ✓ Non-stérile
- ✓ Volume du bulbe : 4,8 ml
- ✓ Volume total : 8,7 mm
- ✓ Gouttes / ml : 45
- ✓ Longueur : 147 mm
- ✓ Diamètre de la tige: 6,1 mm

### Unité de vente :

Les 400 pipettes

---