

FICHE TECHNIQUE

Référence	043234S
Désignation	Pipettes de transfert



Description :

Pipettes de transfert à usage unique adaptées à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire.

Spécifications :

- ✓ Stérile, emballage unitaire
- ✓ Pointe fine
- ✓ Volume total : 8,7 ml
- ✓ Volume bulbe : 4,8 ml
- ✓ Longueur : 147 mm
- ✓ Gouttes par ml : 45

Unité de vente :

400 Pipettes
