

FICHE TECHNIQUE

Référence	043235
Désignation	Pipette de transfert 153 mm - pointe fine



Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ Poire intégrée
- ✓ Non toxique
- ✓ Faible affinité avec les protéines
- ✓ Non stérile

- ✓ Volume du bulbe : 3,5 ml
- ✓ Volume total : 5,8 ml
- ✓ Volume d'une goutte : 20 μ l
- ✓ Gouttes par ml : 50
- ✓ Longueur totale : 153 mm

Unité de vente :
500
