

## FICHE TECHNIQUE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Référence</b>   | 043235M |
| <b>Désignation</b> | Pipette |



### Description :

- ✓ Pipette de transfert
- ✓ A usage unique
- ✓ Adaptées à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire
- ✓ En polyéthylène
- ✓ Incassables
- ✓ La poire intégrée à la pipette contribue à une plus grande sécurité d'utilisation
- ✓ Stérile
- ✓ Les pipettes de transfert répondent aussi bien aux exigences des travaux de routine que des travaux plus spécifiques
- ✓ Le polyéthylène non toxique présente une faible affinité pour les protéines
- ✓ Pointe fine
- ✓ Volume bulbe : 3.5 ml
- ✓ Longueur : 157 mm
- ✓ Goutte par ml : 50
- ✓ Volume bulbe + tige : 5.8 ml

### Unité de vente :

500 Pipettes