

FICHE TECHNIQUE

Référence	043235S
Désignation	Pipettes de transfert



Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ A usage unique
- ✓ Adaptées à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire
- ✓ Répondent aussi bien aux exigences des travaux de routine que des travaux plus spécifiques
- ✓ Le polyéthylène non toxique présente une faible affinité pour les protéines
- ✓ Pointe fine
- ✓ Bulbe : 3,5 ml
- ✓ Longueur : 157 mm
- ✓ Gouttes par ml : 50
- ✓ Volume total : 5,8 ml
- ✓ Stériles

Unité de vente :

400 Pipettes