

FICHE TECHNIQUE

Référence	043251S
Désignation	Pipette



Description :

- ✓ Pipette de transfert graduée irradiée gamma / 10 volume total 3.9 ml
- ✓ En polyéthylène
- ✓ Adaptées à la majorité des manipulations de liquides du laboratoire
- ✓ Poire intégrée à la pipette contribuant à une grande sécurité d'utilisation
- ✓ Stérile
- ✓ Volume 4.6 ml
- ✓ Longueur 155 mm

Unité de vente :

500 Pipettes
