

FICHE TECHNIQUE

Référence	043252M
Désignation	Pipette transfert 15 ml 15 cm irradié gamma



Description :

Les pipettes de transfert à usage unique sont adaptées à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire. Ces pipettes sont fabriquées en polyéthylène et sont donc incassables. La poire intégrée à la pipette contribue à une plus grande sécurité d'utilisation. Déclinées en une version non stérile et deux versions stériles, elles sont proposées en 24 modèles différents.

- Les pipettes de transfert répondent aussi bien aux exigences des travaux de routine que des travaux plus spécifiques
- Le polyéthylène non toxique présente une faible affinité pour les protéines
- Conditionnement : sachet de 10

Stérile	Oui
Volume	15 ml
Matériau	Polyéthylène
Dimensions	Longueur : 155 mm
Spécificité	Bulbe : 8 ml
Spécificité	Gouttes par ml : 19
Poids emballé	0,98 kg
Dimensions emballé	40,5 x 30 x 21,5 cm

Unité de vente :

250 Pipettes