

FICHE TECHNIQUE

Référence	043262M
Désignation	Pipette



Description :

- ✓ Pipette de transfert extra longue
- ✓ Les pipettes de transfert à usage unique sont adaptées à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire
- ✓ en polyéthylène
- ✓ incassables
- ✓ La poire intégrée à la pipette contribue à une plus grande sécurité d'utilisation.
- ✓ Les pipettes de transfert répondent aussi bien aux exigences des travaux de routine que des travaux plus spécifiques
- ✓ Le polyéthylène non toxique présente une faible affinité pour les protéines
- ✓ Graduée
- ✓ Stérile
- ✓ En sachet de 10
- ✓ Volume total : 6 ml
- ✓ Bulbe : 2.3 ml
- ✓ Longueur : 225 mm
- ✓ Gouttes par ml : 25

Unité de vente :

400 pipettes
