


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	043262S
<b>Désignation</b>	Pipette de transfert 6 ml



### Description :

- ✓ Pipette de transfert extra longue à usage unique en LDPE
- ✓ Incassable
- ✓ A faible affinité pour les protéines
- ✓ Poire intégrée à la pipette
- ✓ Sans graduations

### Certificats :

- ✓ Stérile – sous emballage individuel
- ✓ Non toxique

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume du bulbe : 2,3 ml
- ✓ Nbr de gouttes par ml : 25
- ✓ Volume bulbe + tige : 6 ml
- ✓ Longueur : 225 mm

### Unité de vente :

400 Pipettes de transfert

---