

FICHE TECHNIQUE

Référence	043263M
Désignation	Pipette transfert 23 ml



Description :

- ✓ Pipette de transfert extra-longue
- ✓ Adaptée à la grande majorité des manipulations de liquides du laboratoire
- ✓ En polyéthylène, incassable, non toxique, à faible affinité pour les protéines
- ✓ A usage unique
- ✓ Stérile, irradiée gamma
- ✓ Poire intégrée à la pipette
- ✓ Sans graduation
- ✓ Volume bulbe 7,3 ml
- ✓ Volume bulbe + tige 23 ml
- ✓ Nbr goutte par ml : 20 (volume de la goutte : 50 µl)
- ✓ Longueur 300 mm

Unité de vente :

100 Pipettes de transfert 23 ml