

FICHE TECHNIQUE

Référence	043263S
Désignation	Pipettes de transfert



Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ A usage unique
- ✓ Non toxiques, présentes une faible affinité pour les protéines
- ✓ Emballage individuel (papier/plastique)
- ✓ Bulbe : 7.3 ml
- ✓ Longueur : 300 mm
- ✓ Goutte par ml : 20
- ✓ Volume total : 23 ml
- ✓ Stérile

Unité de vente :

100 Pipettes
