

Tableau de sélection des pipettes





Tableau de sélection des pipettes



Caractéristiques du produit

Pipettes à usage général et Thermo Scientific™ B/B Pet™

Clé n°	Référence	Description du produit	Longueur (cm)	Diamètre de la tige (mm)	Capacité totale (ml)	Contenance du bulbe (ml)	Nombre de gouttes par ml	Quantité par paquet	Quantité par carton	Pipettes stériles	
										Emballage individuel	20 par paquet
1	202	Usage général, Standard	15,6	7,9	7,7	3,0	21	500	5 000	202-1S	202-20S
2	204	Usage général, Large bulbe	15,1	6,1	8,6	4,7	21	400	4 000	204-1S	204-20S
2 a	325-11	Usage général, Petit bulbe	12,7	2,5	13,7	7,4	24	500	5 000	X	X
2 b	281NL	Usage général, Bulbe très petit	7,2	3,3	0,6	0,3	X	500	4 000	X	X
3	273	Usage général 3"	8,7	4,8	1,8	0,9	26	500	4 000	273-1S	273-20S
3 a	334-11	Usage général, B/B Pet (Banque du sang) 4"	10,3	2,5	3,1	2,2	22	400	4 000	X	X
4	335	B/B-Pet (Banque du sang) 5"	12,9	6,6	7,5	2,8	24	400	4 000	335-1S	335-20S
5	336	B/B Pet (Banque du sang) 6"	15,4	6,6	4,9	1,8	24	500	5 000	336-1S	336-20S
6	691	Pipette large ouverture 62 µL	13,7	6,1	9,5	6,2	20	250	2 500	691-1S	691-20S
6 a	B75-100	Usage général, Beral	14,5	2,8	5,5	2,4	22	500	5 000	X	X

Pipettes graduées

Clé n°	Référence	Description du produit	Longueur (cm)	Diamètre de la tige (mm)	Capacité totale (ml)	Contenance du bulbe (ml)	Nombre de gouttes par ml	Quantité par paquet	Quantité par carton	Pipettes stériles	
										Emballage individuel	20 par paquet
7	212	Graduée 1 ml, Petit bulbe	14,0	4,7	3,9	2,1	25	500	5 000	212-1S	212-20S
8	222	Graduée 1 ml, Large bulbe	15,5	4,6	5,8	3,5	25	500	5 000	222-1S	222-20S
9	225	Graduée 3 ml, Large bulbe	15,5	7,9	7,7	3,2	21	500	5 000	225-1S	225-20S
9 a	718	Graduée 1 ml, Large bulbe	15,2	2,8	5,8	4,3	20	500	5 000	X	X
10	274	Graduée 2 ml (Banque du sang)	15,2	7,1	4,6	1,8	25	500	5 000	274-1S	274-20S
10 a	728NL	Graduée 5 ml, Large bulbe	21,7	3,0	13,7	7,4	19	250	2 500	728NL-1S	728NL-20S
11	282	Graduée 0,3 ml (Pédiatrique)	11,6	3,0	1,5	0,8	22	500	4 000	282-1S	282-20S

Pipettes à pointe fine

Clé n°	Référence	Description du produit	Longueur (cm)	Diamètre de la tige (mm)	Capacité totale (ml)	Contenance du bulbe (ml)	Nombre de gouttes par ml	Quantité par paquet	Quantité par carton	Pipettes stériles	
										Emballage individuel	20 par paquet
12	232	Pointe fine, Standard	14,7	4,6	5,8	3,3	53	500	5 000	232-1S	232-20S
13	234	Pointe fine, Large bulbe	14,7	6,1	8,9	4,8	45	400	4 000	234-1S	234-20S
14	231	Pointe fine et longue, Petit bulbe	10,4	3,0	1,7	1,0	21	400	3 200	231-1S	231-20S
15	233	Pointe fine et longue, Large bulbe	15,3	3,0	5,4	3,1	50	250	2 000	233-1S	233-20S
16	235	Pointe fine et longue, Standard	15,7	4,6	5,8	3,7	50	500	5 000	235-1S	235-20S
17	243	Pointe fine, Petite	5,1	1,2	1,6	1,0	34	500	4 000	—	—

* Non standard ; produit stérile disponible sur demande