


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	043273S
<b>Désignation</b>	Pipette de transfert 1,7 ml



### Description

- ✓ Matériau : polyéthylène basse densité, incassable
- ✓ Graduations : non
- ✓ A usage unique

### Certificats

- ✓ Stérile : oui
- ✓ Polyéthylène non toxique
- ✓ Surface à faible affinité pour les protéines

### Caractéristiques techniques

- ✓ Goutte : 25 gouttes par ml
- ✓ Volume : 1,7 ml / bulbe : 0,9 ml
- ✓ Dimensions : (Ø tige x long.) 4,8 x 87 mm
- ✓ Conditionnement : Emballage individuel

### Unité de vente :

500 Pipettes de transfert