

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	043274M
<b>Désignation</b>	Pipettes de transfert



### Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ A usage unique
- ✓ Faible affinité pour les protéines
- ✓ Bulbe : 1,8 ml
- ✓ Longueur : 152 mm
- ✓ Gouttes par ml : 45
- ✓ Volume total : 8,7 ml
- ✓ Stériles
- ✓ Unités / sachet : 10

### Unité de vente :

500 Pipettes de transfert