

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	043274S
<b>Désignation</b>	Pipettes de transfert



### Description :

- ✓ En polyéthylène
- ✓ Incassable
- ✓ Non toxique
- ✓ A usage unique
- ✓ Faible affinité pour les protéines
- ✓ Poire intégré à la pipette
- ✓ Stérile
- ✓ Graduée
- ✓ Bulbe : 1,8 ml
- ✓ Longueur : 152 mm
- ✓ Gouttes par ml : 24
- ✓ Volume bulbe +tige : 4,8 ml
- ✓ Première / dernière graduation : 0.5 / 2 ml

### Unité de vente :

500 Pipettes de transfert